

Bleistift einführen

Variante 1 (einfach):

Was wird benötigt:

Je Mitspieler (3 und mehr) benötigen Sie:

- leere Flaschen (Bierflaschen)
- Bleistifte besser Kugelschreiber
- Schnur
- eventuell Sicherheitsnadeln

Variante 1:

Für jeden Mitspieler ein Band vorbereiten und am Ende einen Kugelschreiber anbinden.

Nun das Band am Gürtel, um den Bauch oder mit Sicherheitsnadel an der Kleidung nach hinten so befestigt, dass der Kugelschreiber in Höhe der Kniekehle hängt.

Die Flaschen werden in einiger Entfernung aufgestellt.

Der Spielleiter gibt das Startkommando, und jeder Spieler läuft zu seiner Flasche und versucht so schnell wie möglich mit Gefühl und ohne zur Hilfenahme seiner Hände seinen Stift in die Flasche einzuführen.

Sieger ist, wer seinen Stift zuerst eingeführt hat.

Variante 2 (verschärft):

Was wird benötigt:

Je Mitspieler (3 und mehr) benötigen Sie:

- leere Flaschen(Bierflaschen)
- Tampons
- Wasser
- Schnur
- eventuell Sicherheitsnadeln

Variante 2:

Jedem Mitspieler wird ein Band, an dessen Ende ein geöffnetes Tampon befestigt ist, am Gürtel, um den Bauch oder mit Sicherheitsnadel an der Kleidung nach hinten so angebracht, dass der Tampon in Höhe der Kniekehle hängt.

Die Flaschen werden bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt und in einiger Entfernung aufgestellt.

Der Spielleiter gibt das Startkommando, und jeder Spieler läuft zu seiner Flasche und versucht so schnell wie möglich mit Gefühl und ohne zur Hilfenahme seiner Hände seinen Tampon in die Flasche einzuführen.

Nun muss der Spieler warten, bis der Tampon sich vollgesaugt hat und nicht mehr durch den Flaschenhals rutschen kann.

Jetzt kann der Spieler, natürlich mit der Flasche zwischen den Beinen, so schnell wie möglich zur Ziellinie "laufen".

Sieger ist, wer seine Flasche zuerst über die Ziellinie schafft.

Diese Variante lässt sich auch wunderbar als Teamspiel machen, so dauert der Spaß und die Lacher natürlich wesentlich länger.